

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа прикладной математики и информатики

Отчёт о выполнении лабораторной работы 4.3.2 Дифракция света на ультразвуковой волне в жидкости

Автор: Чикин Андрей Павлович Б05-304 **Цель:** изучение дифракции света на синусоидальной акустической решётке и наблюдение фазовой решётки методом тёмного поля.

Используются в работе: оптическая скамья, осветитель, два длиннофокусных объектива, кювета с жидкостью, кварцевый излучатель с микрометрическим винтом, генератор ультразвуковой частоты, линза, вертикальная нить на рейтере, микроскоп.

Установка

Схема установки приведена на рисунке 1. Источник света Π через светофильтр Φ и конденсор K освещает вертикальную щель S, находящуюся в фокусе объектива O_1 . После объектива параллельный световой пучок проходит через кювету C перпендикулярно акустической решетке, и дифракционная картина собирается в фокальной плоскости объектива O_2 , наблюдается при помощи микроскопа M.




Рис. 1: Схема для наблюдения дифракции на акустической решетке

Измерим положения дифракционных максимумов с помощью микроскопического винта В.

Для наблюдения акустической решетки используется метод темного поля, который заключается в устранении центрального дифракционного максимума с помощью непрозрачного экрана.




Рис. 2: Схема для наблюдения дифракции методом темного поля

Теоретическая часть

$$n = n_0(1 + m\cos\Omega x) \tag{1}$$

$$\phi = knL = \phi_0(1 + m\cos\Omega x) \tag{2}$$

$$\Lambda \sin \theta_m = m\lambda \tag{3}$$

$$\Lambda = m\lambda F/l_m \tag{4}$$

$$v = \Lambda v \tag{5}$$

- 1 Ход работы
- 2 Выводы